

# 大型/大量质粒提取试剂盒

Maxi Plasmid Kit



## 产品信息:

试剂盒组成	保存	DP109-01 20 次
RNaseA (10mg/ml)	-20℃	1ml
溶液 P1	室温	100ml
溶液 P2	室温	100ml
溶液 PIII	室温	100ml
杂质清除剂 A	室温	3ml
杂质清除剂 B	室温	30ml
内毒素清除剂	-20℃	10ml
DNA 溶解液	室温	15ml

**保存条件:** 本产品收到后按照上面指示温度存放各成份, 储存 18 个月不影响使用效果。

## 产品介绍:

本试剂盒用碱裂解法从培养菌中提取质粒 DNA, 采用独特的溶液配方和内毒素清除试剂, 只需要几次简单离心去除蛋白质、多糖、内毒素、RNA 等杂质, 获得高质量的质粒 DNA。纯化 DNA 的 OD<sub>260/280</sub> 通常在 1.8 左右, 得到的质粒可直接应用于细胞转染甚至动物体内实验等对 DNA 纯度要求很高的工作中。纯化后期过程均在 Eppendorf 管中操作, 方法简单, 不需特殊设备, 无需过柱, 不用酚氯仿抽提; 基本可完全回收细菌裂解释放出的质粒, 不必担心质粒 DNA 的丢失。本方法提取纯化质粒 DNA, 对质粒损伤小, 即使是 10kb 甚至 100kb 以上的大型质粒或超大型 BAC/PAC 质粒, 只要碱裂解法能够提取, 就可以有效纯化。

## 产品特点:

1. 不需要使用有毒的苯酚, 氯仿等试剂, 也不需要乙醇沉淀。快速、方便、从 100-140 ml 大肠杆菌 LB 培养液中, 可快速提取 0.2-0.5mg 纯净的高拷贝质粒 DNA, 提取率达 80-90%。
2. 获得的质粒产量高, 超螺旋比例高, 纯度好, 可直接用于酶切、转化、PCR、体外转录、测序等各种分子生物学实验。
3. 内毒素含量极低 (<0.1 EU/μg DNA), 可直接应用于细胞转染。

### 注意事项:

- 1.第一次使用时, 将试剂盒所带全部的 RNase A 加入溶液 P1 后 (终浓度 100ug/ml) 置于 4℃ 保存。如果溶液 P1 中 RNase A 失活, 提取的质粒可能会混杂有微量 RNA 残留, 在溶液 P1 中补加 RNase A 即可。
- 2.内毒素清除剂在 4℃ 可保存一个月, 如果要长期保存, 建议保存在 -20℃。
- 3.环境温度低时溶液 P2 中 SDS 可能会析出出现浑浊或者沉淀, 可在 37℃ 水浴加热几分钟, 即可恢复澄清, 不要剧烈摇晃, 以免形成过量的泡沫。
- 4.提取的质粒量与细菌培养浓度、质粒拷贝数等因素有关。如果所提质粒为低拷贝质粒或大于 10kb 的大质粒, 应加大菌体使用量, 同时按比例增加 P1、P2、PIII 的用量。
- 5.提取大质粒时操作动作要轻柔, 应该使用剪大了开口的吸头, 防止机械剪切对 DNA 的损坏。
- 6.DNA 沉淀液沉淀离心后, 可能看不到明显沉淀。如未见沉淀, 担心 DNA 丢失, 可保留上清液, 待完成全部操作后电泳鉴定, 以确定是否获得终产物 (数百微克 DNA 离心沉淀在管的侧壁上, 可能无法看到明显团块)。
- 7.得到的质粒 DNA 可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。OD260 值为 1 相当于大约 50 $\mu$ g/ml DNA。电泳可能为单一条带, 也可能为 2 条或者多条 DNA 条带, 这主要是不同程度的超螺旋构象质粒泳动位置不一造成, 与提取物培养时间长短、提取时操作剧烈程度等有关。本公司产品正常操作情况下基本超螺旋可以超过 95%。

**自备试剂:** 异丙醇、70%乙醇

### 操作步骤:

**提示:** 将 RNase A 全部加入溶液 P1 中, 混匀, 使用后置于 2-8℃ 保存。

- 1.取过夜培养菌 <140ml 菌液, 装入合适的离心瓶中, 4,500~6,000xg 于 4℃ 离心 10 min 沉淀菌体, 完全弃除上清。
- 2.加入 5ml 溶液 P1, 充分混悬震荡菌体沉淀, 使其完全分散开, 至无絮块存在。细菌悬液移入 50ml 离心管中, 室温放置 3~5 min。
- 3.加入 5ml 溶液 P2, 轻轻颠倒离心管 6~8 次, 室温放置 5 min, 使细菌完全裂解, 溶液透明。
- 4.加 5ml 溶液 PIII, 立即颠倒离心管 6~8 次, 充分混匀, 至白色絮状物产生。冰上放置 5-10min。上述裂解液于 4℃ 12,000~16,000xg 离心 15 min, 小心吸出上清, 移入新的 50ml 离心管中。
- 6.加入 10ml 异丙醇, 颠倒离心管, 充分混匀(可选: 室温放置 10 min)。

7. 于 4℃ 12,000~16,000xg 离心 10 min, 小心弃去上清, 倒置轻轻沥干残余液体, 加入 3-5ml 70%乙醇漂洗一遍, 最高速离心 5 min, 弃上清, 晾干沉淀。
8. 加入 1.4ml 溶液 P1 **完全溶解沉淀团块** (可用宽口吸管轻轻吹打辅助溶解)。移入新的 1.5ml 离心管中, 60℃水浴放置 10~20 min。
9. 最高速离心 2 min, 取上清转入 2 个新的 1.5ml 离心管中 (每个 700μl)。每管加入 55μl 杂质清除液 A, 颠倒充分混匀。
10. 加入约 **0.1 体积(约 80μl)冰预冷**的内毒素清除剂, 颠倒旋转 7-10 次 (30 秒左右) 充分混匀, 冰浴或者冰上放置≥10 min, 中间偶尔颠倒混匀几次。**内毒素清除剂加入上清后, 上清会变得浑浊, 但是冰浴后应恢复清亮。**
11. 37℃水浴, 溶液又会变为浑浊, 颠倒混匀后 37℃温育 5 min。
12. 室温 16,000xg 离心 5-10 min 分相 (温度低时, 内毒素清除剂无法分相, 因此必须至少 20℃以上室温离心)。
13. 溶液必须分为上下两相, 否则应重复步骤 10-11。上层水相含 DNA, 下层油状相含内毒素和其它杂质。将含 DNA 的上层水相转移到新管 (注意不要吸到油状层), 弃油状层。
14. **可选步骤: 根据对内毒素指标的要求重复抽提 1-2 次, 即重复步骤 9-12 一两次, 该步骤可以提高纯度, 但是会损失一定量的质粒 DNA, 请根据具体需要选择使用。**
15. 将上一步所得上层水相中加入等体积杂质清除液 B (约 750μl), **轻柔混匀后冰上放置 10~30 min**, 4℃ 16,000xg 离心 10 min, 弃上清 (注意不要丢失 DNA), 轻轻加入 1ml 70%乙醇洗涤, 离心弃上清, 室温倒置晾干 5~10 min 使乙醇完全挥发。
16. 加适量 DNA 溶解液 (200~500μl) 溶解沉淀 (可在 37℃水浴中振荡以辅助溶解)。要注意很多质粒 DNA 可能附着在离心管侧壁上, 即使看不见, 也应该充分吹打侧壁溶解回收质粒 DNA。

BM200101